



# Ratón controlado con la mirada: Eye Tracker IG-30



## DESCRIPCIÓN

Dispositivo de seguimiento de iris que permite controlar el ordenador con la mirada. Gracias a la cámara que tiene incorporada, el sistema reconoce dónde está mirando el usuario y resalta el punto en la pantalla. Los clics pueden realizarse mediante parpadeo, por espera o con conmutadores externos.

## MODO DE EMPLEO

El Intelligaze se conecta al ordenador mediante el puerto USB. Es necesario realizar una primera calibración del sistema y el Intelligaze estará listo para usar.

## CARACTERÍSTICAS

Permite el acceso a cualquier aplicación de Windows mediante la mirada.

El sistema es completamente configurable y se adapta a las necesidades del usuario.

Feedback del estado del seguimiento del iris mediante un indicador dinámico y fácil de entender.



## PREGUNTAS FRECUENTES

### ¿SE PUEDE USAR POR MÁS DE UNA PERSONA?

Sí, el Intelligaze se calibrará entonces a las necesidades de cada usuario.



### ¿SE PUEDE USAR CON GAFAS O LENTILLAS?

A diferencia de otros sistemas de seguimiento de iris, el Intelligaze se puede usar en la mayoría de casos de usuarios con gafas o lenti-llas, gracias a su diseño óptico y a su sistema de procesos de imagen algorítmicos.

### ¿CÓMO SE REALIZAN LOS CLICS?

Los clics pueden realizarse mediante parpadeos, por espera o mediante la configuración de conmutadores externos.